



fullrim SPX 8 base

- a shape for sport minded individuals who want to show their attitude in business as well as in leisure time
- Hybrid Memory Hinge™ for automatic and exceptionally comfortable fit
- Ergo-Grip Nose™ with super soft anti-slip Traction Grip™ for supreme wearing comfort
- highly valuable, metallic-like logopart
- Performance Steel™ inlay
- temples can be shortened easily
- embedded temple screws for minimized risk of injury
- also wearable as sunglasses (with tinted lenses)
- frame made of our patented lightweight and comfortable material SPX™
- straight temples for a sporty looking design
- SPX™ temples adjustable to different head shapes
- frame comes in its own hardcase incl. adidas cleaning cloth
- Eine Brille für Erwachsene, die Ihre sportliche Haltung gern im Geschäftsleben sowie in der Freizeit zum Ausdruck bringen möchten
- Hybrid Memory Hinge™ für besonders komfortablen Sitz
- Ergo-Grip Nose™ mit extra weichem, rutschfestem Traction Grip™ für höchsten Tragekomfort
- hochwertiges, metallisch anmutendes Logo
- Performance Steel™ Bügeleinlage
- Bügel lassen sich leicht verkürzen
- integrierte Bügelschrauben für minimales Verletzungsrisiko
- auch tragbar als Sonnenbrille (mit getönten Gläsern)
- Rahmen gefertigt aus unserem patentierten, leichten und komfortablen Material SPX™
- gerade Bügel für ein sportlich aussehendes Design
- SPX™ Bügel für verschiedene Kopfformen anpassbar
- Rahmen wird in eigenem Brillenetui mit adidas Reinigungstuch geliefert
- un modèle pour adultes, dédié aux adeptes de sport qui désirent afficher leur état d'esprit au travail et dans leurs loisirs
- Hybrid Memory Hinge™ s'adaptant automatiquement pour offrir un ajustement exceptionnellement confortable
- Ergo-Grip Nose™ avec Traction Grip™ antidérapant extrêmement souple pour un confort absolu
- logo d'aspect métallique de grande qualité
- branche armée en Performance Steel™
- branches facilement raccourcissables
- charnières encastrées minimisant les risques de blessure
- utilisables également comme lunettes de soleil (avec verres teintés) Monture en SPX™, notre matériau breveté ultraléger et confortable
- branches droites pour un look sportif
- branches en SPX™ ajustables aux différentes anatomies
- Les montures sont livrées avec un étui rigide ainsi qu'une chamoisine adidas

not all models/colours are available in all countries



a886 10 6054
black/black



a886 10 6061
white/black



a886 10 6062
chocolate/khaki



a886 10 6063
mud/lime



a886 10 6066
petrol/petrol



a886 10 6075
sand/water
NEW



a886 10 6076
smoke/red
NEW

	small	large
	mm 56 x 33 [1493 mm²]	59 x 35 [1654 mm²]
	mm 58	61
	mm 18	18
	mm 140	140
	° 20	20

spare parts a886

BC 606
GK 219 -120
SR 360/RH
SP 106
M a886
PL 13
SHE 215
FK 78-3

spare temple (150mm)
(incl. AC 317, GK 219 -120)
temple tips
temple joint screw
soft nose pads
front with side parts
adidas cleaning cloth
Hardcase ambition 5 base
box

BC 606 + AC 317, GK 219-120 SR 360/RH



General glazing information:

The distance between the peak of the bevel and the rear surface of the lens in the nasal area should not exceed 5,0 mm so as not to impair the function of the adjustable nose pad (see figures 1+2)

In higher minus-power lenses:

- temple contact with the lens is possible in the temporal area
- the closure of the temple may be obstructed in the temporal area

A lens former is available

Allgemeine Verglasungsinformation:

Abstand Facettenspitze zur Glasrückfläche im nasalen Bereich sollte max. 5,0 mm betragen, um die Funktion des verstellbaren Nasenblättchens nicht zu beeinträchtigen (siehe Abbildungen 1+2)

bei höheren Minusgläsern:

- ist eine Bügelaufgabe temporal möglich
- kann das Schließen des Bügels temporal beeinträchtigt werden

Formscheiben erhältlich

Informations générales sur le montage:

La distance entre l'angle du biseau et la face arrière du verre au niveau du nez ne doit pas dépasser 5 mm de façon à ne pas gêner le fonctionnement des plaquettes réglables (voir figures 1+2)

Avec des verres concaves plus forts:

- la branche peut entrer en contact avec le verre au niveau temporal,
- elle peut avoir du mal à se fermer au niveau temporal

Un modèle de verre est disponible.

Specific information for „wrap-around“ (8 base) eyewear:

Recommended Rx range: Sph -4,0 dpt. to + 4,0 dpt./cyl. +2,0 dpt.

eyewear data	a886 small	a886 large
Boxed dimensions	56 x 33 mm	59 x 35 mm
horizontal x vertical	[1493 mm ²]	[1654 mm ²]
ED	58 mm	61 mm
Bridge size	18 mm	18 mm
Base curve	8,0 dpt	8,0 dpt
Fassungsscheibenwinkel	20°	20°

The tilted position of the lenses in sharply curved eyewear causes optical side-effects such as

- astigmatic error and
- prismatic aberrations

In order to obtain the right eyewear, the lenses should be corrected. You can download the correction program Silhouette wrap-around calculator from our website (<http://b2b.silhouette.com>) free of charge. The program integrates all customer data, frame data and lens data into the calculation, in order to obtain the best possible customer-specific correction of all optical aberrations. Please contact your local distributor.

The vertical lens size means that bifocal and progressive lenses can be fitted. However, the lens type must be tailored to the wearer's individual requirements.

Please note:

- Correct the distance refraction using the Silhouette wrap-around calculator
- Do not correct the addition (= difference between the distance prescription and the near prescription)

If using bifocal or progressive lenses, the large bow angle [20°] may make the lenses difficult to wear, so such glazing is carried out under your own responsibility.

Smallest possible diameter of pre-decentered uncut lenses for the wearer's PD:

Diameter of uncut lens	Wearer's PD (individual-PD) in mm (a886)			
	56	18	59	18
60/65 mm	≥ 33	≥ 37		
65/70 mm	≥ 31	≥ 34		
70/75 mm	≥ 28	≥ 32		
75/80 mm	≥ 26	≥ 29		

The glazing can be further optimised with higher pre-decentration of the uncut lens and the use of HIX lenses. Please contact your local lens manufacturer.

Special glazing for minus-power lenses:

For a larger Rx range and thinner lenses, it is possible to select a 6 base instead of an 8 base front curve.

Important: the bevel curve must remain 8 base – a special grinding machine is required.

Front curve 6 dpt. to bevel curve 8 dpt. is NOT parallel.

**Spezielle Information für „wrap-around“ (8 base) Brille:**

Empfohlener RX-Bereich: Sph -4,0 dpt. bis + 4,0 dpt./cyl. +2,0 dpt.

Brillendaten	a886 small	a886 large
Kastenmaß	56 x 33 mm	59 x 35 mm
horizontal x vertikal	[1493 mm ²]	[1654 mm ²]
ED	58 mm	61 mm
Stegweite	18 mm	18 mm
Basiskurve	8,0 dpt	8,0 dpt
Fassungsscheibenwinkel	20°	20°

Die Schrägstellung von Gläsern in stark gewölbten Brillen verursacht optische Nebenwirkungen wie

- Astigmatismus schiefer Bündel und
- Prismen

Um korrekte Brillen zu erhalten, sollten die Gläser umgerechnet werden. Ein solches Umrechnungsprogramm, den Silhouette wrap-around calculator, stellen wir Ihnen auf unserer Webseite (<http://b2b.silhouette.com>) kostenlos zur Verfügung. Die Intelligenz dieses Programmes baut alle Kundendaten, Fassungsdaten und Glasdaten in die Rechnung mit ein, um die bestmögliche kundenspezifische Korrektur aller optischen Fehler errechnen zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor!

Scheibenhöhe lässt eine Verglasung von Bifokal- und Gleitsichtgläsern zu. Der Glasstyp muss jedoch auf die individuellen Anforderungen des Brillenträgers angepasst sein.

Bitte beachten Sie:

- Umrechnung der Fernrefraktion mittel Silhouette wrap-around calculator
 - Addition (= Differenz zw. Fern- und Nahstärke) nicht umrechnen
- Bei Verwendung von Bifokal- oder Gleitsichtgläsern kann es aufgrund des hohen Fassungs-scheibenwinkels [20°] zu Unverträglichkeit der Gläser kommen und ist daher in Eigenverantwortung zu verglasen.

Kleinstmöglicher, vordezentrierter Rohglasdurchmesser zur Kunden-PD:

Rohglasdurchmesser	Kunden-PD (Einzel-PD) in mm (a886)			
	56	18	59	18
60/65 mm	≥ 33	≥ 37		
65/70 mm	≥ 31	≥ 34		
70/75 mm	≥ 28	≥ 32		
75/80 mm	≥ 26	≥ 29		

Weitere Verglasungsoptimierung über höhere Vordezentration des Rohglases sowie Verwendung von HIX-Gläsern möglich. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Glashersteller.

Sonderverglasung für Minusgläser: Um einen höheren RX-Bereich sowie dünnere Gläser zu erhalten, besteht die Möglichkeit anstelle einer 8 base eine 6 base Vorderkurve zu wählen. Wichtig: Facettenkurve muss 8 base bleiben, spezielle Schleifmaschine notwendig!

Vorderflächenkurve 6 dpt. zur Facettenkurve 8 dpt. ist NICHT parallel.

**Informations relatives aux lunettes enveloppantes a886 (base 8):**

Plage de correction recommandée : Sph de -4 à + 4 dpt/cyl. +2 dpt

Caractéristiques des lunettes	a886 petit modèle	a886 grand modèle
Dimensions maximales	56 x 33 mm	59 x 35 mm
horizontal x vertical	[1493 mm ²]	[1654 mm ²]
Diamètre du verre brut	58 mm	61 mm
Taille du pont	18 mm	18 mm
Base du verre	8,0 dpt	8,0 dpt
Fassungsscheibenwinkel	20°	20°

Sur les lunettes très incurvées, la position inclinée des verres entraîne des effets d'optique tels que

- des erreurs d'astigmatisme et
- des aberrations prismatiques.

Pour que les lunettes soient bien adaptées, les verres doivent être corrigés. Vous pouvez télécharger gratuitement le guide de correction « Silhouette wrap-around calculator » (Calculateur pour ligne enveloppante) à partir de notre site Web (<http://b2b.silhouette.com>). Ce guide compile toutes les données relatives au client, à la monture et aux verres et calcule la meilleure correction possible de toutes les aberrations optiques pour ce client. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre distributeur.

La hauteur des lunettes permet de monter des verres à double foyer ou progressifs. En revanche, le type de verre doit être adapté en fonction des besoins du porteur.

Remarque:

- Vous devez corriger la réfraction de loin à l'aide de l'outil Silhouette wrap-around calculator.
- Ne corrigez pas l'addition (la différence entre la correction en vision de loin et la correction en vision de près).

Si vous utilisez des verres à double foyer ou progressifs, l'angle ouvert [20°] peut rendre le port des lunettes inconfortable, et la réalisation d'un tel montage n'engage que votre seule responsabilité.

Plus petits diamètres possibles des verres non taillés prédecentrés en fonction de l'écart pupillaire (EP) du porteur:

Diamètre du verre non taillé	EP du porteur en mm (a886)			
	56	18	59	18
60 à 65 mm	≥ 33	≥ 37		
65 à 70 mm	≥ 31	≥ 34		
70 à 75 mm	≥ 28	≥ 32		
75 à 80 mm	≥ 26	≥ 29		

Le montage peut encore être amélioré grâce un prédecentrement plus accentué des verres non taillés et à l'utilisation de verres HIX. Veuillez vous adresser à votre fabricant de verres.

Montage spécial pour verres concaves : Si l'on veut utiliser une plus grande plage de correction avec des verres plus minces, il est possible de choisir une courbe frontale en base 6 au lieu de 8. Important : la courbe du biseau doit rester en base 8 (une meuleuse spéciale doit être utilisée).

La courbe frontale (6 dpt) et la courbe du biseau (8 dpt) NE SONT PAS parallèles.

**Options for adjusting the eyewear to individual wearers:****Inclination**

Inclinable metal hinge (note: only use parallel action pliers with plastic jaws) (see figure 3)

Temples

- Marks on the inside of the temples (5 mm spacing) make it easier to shorten the temples (see figures 4-9)
- The temples can be adjusted to the shape of the head and ears (siehe see figures 10-11)
- Temples are available as spare parts

Ergo-Grip Nose™

- Variable-width, adjustable, soft nose pad (2 positions – see figures 12-13)
- Traction Grip™ technology (no pressure and non-slip) (see figure 14)

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten der Brille an den Träger:**Inklination**

Inklinierbares Metallscharnier (Achtung: nur mit einer Haltezange mit Kunststoffbacken, in paralleler Maulstellung, inklinieren) (siehe Abbildung 3)

Bügel

- Markierungen an der Bügelinnenseite (Abstände 5 mm) vereinfachen das Kürzen des Bügels (siehe Abbildungen 4-9)
- Bügel an Kopfform und Ohrkontakt anpassbar (siehe Abbildungen 10-11)
- Bügel als Ersatzteil erhältlich

Ergo-Grip Nose™

- weitenverstellbares, anpassbares, weiches Nasenblättchen
- [2 Positionen – siehe Abbildungen 12-13]
- Traction Grip™ Technologie (druckfrei und rutschfest) (siehe Abbildung 14)

Options de réglage personnalisées des lunettes:**Inclinaison**

Charnière métallique inclinable (attention : utilisez uniquement des pinces parallèles à mâchoires en plastique) (voir figure 3)

Branches

- Les branches peuvent être facilement raccourcies grâce aux marques espacées de 5 mm sur leur face interne. (voir figure 4-9)
- Les branches peuvent être adaptées à la morphologie (tête et oreilles). (voir figure 10-11)
- Des branches de rechange peuvent être fournies.

Système Ergo-Grip Nose™

- Plaquettes souples, réglables, à largeur variable
- [2 positions – voir figure 12-13]
- Technologie Traction Grip™ (confort et propriétés antidérapantes) (voir figure 14)

